



GAMME TEOSYAL® - INDICATIONS ET TABLEAU RÉCAPITULATIF

	TEOSYAL® Meso	TEOSYAL® First Lines	TEOSYAL® Global Action	TEOSYAL® Touch Up	TEOSYAL® Deep Lines	TEOSYAL® Kiss	TEOSYAL® Ultra Deep	TEOSYAL® Ultimate
Concentration	15 mg/g	20 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	22 mg/g
Pouvoir volumateur	○○○○○	●○○○○	●●○○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Aiguille	30G 1/2	30G 1/2	30G 1/2	30G 1/2	27G 1/2	27G 1/2	26G 5/8	21G 1 1/2
Indications	Réhydratation du derme avec protocole de traitement.	Ridules et rides superficielles de la patte d'oie et de la zone péribuccale.	Toutes rides moyennement marquées. Glabrelle, sillons nasogéniens peu marqués et rides péribuccales.	Toutes rides moyennement marquées, idéal pour les retouches.	Rides très marquées. Sillons nasogéniens et plus d'amertume profonds. Vallée des larmes peu marquée.	Contours et volume des lèvres.	Création et restauration des volumes, contour du visage, vallée des larmes. Rides très profondes sur peau épaisse.	Joues, pommettes, menton, contours du visage.
Coupe de Peau								
Conditionnement sous blister	2 x 1 mL	2 x 0,7 mL	2 x 1 mL	2 x 0,5 mL	2 x 1 mL	2 x 1 mL	2 x 1 mL	1 x 3 mL
Durée estimée avant retouche*	2 à 3 mois	6 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	9 à 12 mois en moyenne	12 à 18 mois en moyenne

* Cette durée moyenne dépend de plusieurs facteurs : le type de peau du patient, la sévérité de la ride à corriger, le type d'injection (dôme superficiel, moyen ou profond) et le volume injecté.

LABORATOIRES
TEOXANE
GENEVA

Les Charmilles - Rue de Lyon, 105 - CH 1203 Genève
Tél. : +41 (0) 22 344 96 36 - Fax : +41 (0) 22 340 29 33
info@teoxane.com

LE MEILLEUR DE L'ACIDE HYALURONIQUE



TEOSYAL Ultimate
Le volume par excellence

LABORATOIRES
TEOXANE
GENEVA